



SIMULADOR DE RCP PACK FAMILIAR DE 05 PIEZAS CON LUCES DE RETROALIMENTACIÓN 02 ADULTOS, 01 PEDIÁTRICO Y 02 NEONATALES

MARCA: PRESTAN
MODELO: PP-FM-500M-MS

¡Este conveniente paquete familiar de maniqués de entrenamiento Prestan® Professional RCP Incluye maniqués adultos, pediátricos y neonatales, más una bolsa de transporte.

2 maniqués adultos de solo torso con monitor de RCP, 1 maniquí pediátrico solo de torso con monitor de RCP y 2 maniqués neonatales de cuerpo completo con monitor de RCP

Nuevo monitor de RCP actualizado basado en las Pautas de la Asociación Americana del Corazón de 2015 para RCP y ECC

Elevación visible del pecho cuando se ventila

Características anatómicas, incluida la apófisis xifoides

Acabado realista similar a la piel

El mecanismo de clic incorporado suena cuando el estudiante ha utilizado la fuerza suficiente para comprimir el pecho a la profundidad recomendada.

La inclinación de la cabeza / elevación de la barbilla les enseña a los estudiantes a abrir correctamente las vías respiratorias.

INCLUYE

02 maniqués adultos, 02 neoantales y 01 pediátrico

20 protectores boca-pulmon adulto

10 protectores boca-pulmon pediátrico

20 protectores boca-pulmon neonatales

Hoja de instrucciones

NO INCLUYE PILAS