



SIMULADOR DE RCP PEDIÁTRICO CON LUCES DE RETROALIMENTACIÓN

MARCA: PRESTAN
MODELO: PP-CM-100M-MS

Este maniquí pediátrico permite a los estudiantes medir su propia tasa de compresión mientras practican la RCP. El monitor también permite a los instructores guiar a varios estudiantes a la vez.

Inclinación de la cabeza / elevación de la barbilla, elevación del pecho y puntos de referencia anatómicos
Clicker de compresión

Vías respiratorias desechables

El protector facial / bolsa pulmonar está asegurado para que no se resbale.

El monitor proporciona información sobre la frecuencia y la profundidad de las compresiones torácicas.

Maniquí pediátrico de piel clara

INCLUYE

01 torso pediátrico

10 protectores boca-pulmon

Bolsa de transporte

NO INCLUYE PILAS