

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El martillo de percusión Buck Herford es en la actualidad un instrumento imprescindible para la realización de una completa exploración neurológica y el establecimiento de un diagnóstico clínico.
- ✓ El reflejo nos pone de manifiesto la integridad o no de las fibras nerviosas correspondientes a un determinado territorio.
- ✓ Nos puede mostrar la normalidad de la respuesta o la ausencia de ella. Una respuesta exagerada o una respuesta pendular.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Material: Acero inoxidable de alta calidad o latón cromado, lo que ofrece alta resistencia y durabilidad.
- ✓ Cabezal: Doble extremo de goma sintética/PVC, ideal para percusión bimodal (diferentes intensidades).
- ✓ Diseño: Ergonómico y funcional, diseñado para un agarre cómodo durante la exploración.
- ✓ Uso Clínico: Ideal para explorar reflejos rotulianos, aquíleos, bicipitales, tricipitales, entre otros.
- ✓ Dimensiones: Longitud estándar de aproximadamente 18 cm.
- ✓ Peso: Ligero, aproximadamente 90 gramos.

