

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El Martillo de Percusión para Reflejos RIESTER Buck N° 5035 es un instrumento médico diseñado para la evaluación de reflejos tendinosos profundos durante exámenes neurológicos.
- ✓ Su estructura equilibrada y diseño ergonómico permiten una percusión precisa y controlada, facilitando la detección de posibles alteraciones neuromusculares. Ideal para consultorios médicos, hospitales y estudiantes de medicina.
- ✓ Cabezal doble con extremos de goma suave. Mango metálico con punta roscada para exploración táctil.
- ✓ Diseño equilibrado y liviano.
- ✓ Permite una evaluación neurológica precisa.
- ✓ Estimula reflejos sin causar molestias al paciente.
- ✓ Materiales duraderos y fáciles de limpiar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ alto empaque: 22
- ✓ ancho empaque: 6
- ✓ largo empaque: 10
- ✓ Peso (kg): 0.22
- ✓ EAN/UPC: 607519410405
- ✓ Tipo de producto: Martillos
- ✓ Zona de uso: Cuerpo
- ✓ Ancho (cm): 2
- ✓ Alto (cm): 20
- ✓ Largo (cm): 8

