

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- ✓ **CUIDADO RESPIRATORIO™ Besmed**, una **oxígeno terapia manual** dispositivo, está diseñado para pacientes médicos con insuficiencia respiratoria grave e insuficiencia respiratoria post operatoria, o aquellos que no son aptos para intubación o pacientes que necesitan cuidados paliativos.
- ✓ Reduce la frecuencia respiratoria en caso de insuficiencia respiratoria y puede disminuir los síntomas de dificultad respiratoria.
- ✓ El cojín de silicona de alta tecnología con combinación de polisulfona está diseñado para resucitadores manuales, resucitadores automáticos y ventiladores.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ✓ Mascara de silicona suave para promover un mejor sellado y comodidad del paciente.
- ✓ Diseño de una sola pieza.
- ✓ Las máscaras están diseñadas para ajustarse perfectamente alrededor de la cara para minimizar el espacio muerto.
- ✓ Material de Silicona 100% nivel Médico, Silicona líquida transparente, Policarbonato, Libre de Látex.
- ✓ Válvula de aire para promover la entrega de aerosol y prevenir la restricción del flujo de aire.
- ✓ Autoclave (hasta 134°C) y reutilizable.

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCION</b>                                         | <b>UNIDADES<br/>POR CAJA</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| SM-86583      | MÁSCARA DE SILICONA TRANSPARENTE #000                      | 150/caja                     |
| SM-86573      | MÁSCARA DE SILICONA TRANSPARENTE #00                       | 150/caja                     |
| SM-86503      | MÁSCARA DE SILICONA TRANSPARENTE #0                        | 300/caja                     |
| SM-86513      | MÁSCARA DE SILICONA TRANSPARENTE #1                        | 300/caja                     |
| SM-86523      | MÁSCARA DE SILICONA TRANSPARENTE #2                        | 200/caja                     |
| SM-86131      | MÁSCARA DE SILICONA TRANSPARENTE #3 NIÑO<br>GRANDE, 22MM   | 100/caja                     |
| SM-86141      | MÁSCARA DE SILICONA TRANSPARENTE #4 ADULTO, 22MM           | 100/caja                     |
| SM-86151      | MÁSCARA DE SILICONA TRANSPARENTE #5 ADULTO GRANDE,<br>22MM | 75/caja                      |

