

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Para monitoreo de presión durante el uso de tubo endotraqueal o cánula de traqueostomía con balón.
- ✓ Su correcto uso ayuda a reducir la micro aspiración y prevenir que la neumonía asociada por ventilación se produzca en el primer lugar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Los dispositivos reducen el riesgo de necrosis por presión y la isquemia de la mucosa. Ayudan a prevenir el riesgo de aspiración que puede conducir a la posibilidad de neumonía.
- ✓ El sistema analógico sin depender de ninguna fuente de energía hace que los indicadores de presión del manómetro sean altamente fiables en cualquier circunstancia (al aire libre, transporte, O).
- ✓ La precisión de la pantalla, así como los intervalos de presión predefinidos ayudan a los usuarios para mantener la presión correcta con cualquier tipo de dispositivos de vía aérea.
- ✓ Tiene una escala de presión desde 0 hasta 120 cmH₂O.
- ✓ Escala critica desde 60 hasta 120 cmH₂O.
- ✓ Trae tubo conector.
- ✓ El endotest se puede sostener y operar con una mano, dejando la otra mano libre.
- ✓ El interruptor de gatillo de la yema del dedo le brinda un control total para: aumentar y mantener la presión deseada del manguito.
- ✓ Disminuya la presión del manguito gradualmente.

