

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ La mesa de examen pediátrico resuelve las necesidades de examen médico de los bebés en los hospitales y clínicas.
- ✓ La medición de la altura y el peso del bebé están disponibles con este carro.
- ✓ El cajón y el gabinete ofrecen espacio de almacenamiento adicional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Largo total: 1.32 mts (Mesa 1.00 mts + 0.32 mts porta balanza).
- ✓ Alto total: 0.95 mts (Hasta superficie de colchoneta 0.77 mts +0.18 mts de barandilla).
- ✓ Ancho: 0.53 mts.
- ✓ La mesa de examen para bebes construida en plancha laminada de 0.8 mm de espesor, incluye tallímetro de 1000 mm.
- ✓ Patas de tubo de fierro de 1" ø x 0.9 mm de espesor soldados al tablero.
- ✓ Colchoneta desmontable de goma espuma indeformable de 2" de espesor forrado lavable e indeformable.
- ✓ Con dos (02) cajones deslizables, y soporte para balanza pediátrica de 30 centímetros.
- ✓ Soldadura de las uniones metálicas con tecnología mig, el cual permitirá una mejor unión y un buen acabado.
- ✓ Todas las partes metálicas tienen tratamiento previo de fosfatizado, pintura con secado al horno a 180 – 200°C.

