

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Presentación individual Caja por 50 und en empaque individual.
- ✓ Material: Poliestireno.
- ✓ Metodología: Azida metahemoglobina.
- ✓ Microcubeta compatible para análisis de hemoglobina descartable para equipo Portátil EKF HEMOCONTROL.
- ✓ Permite la determinación fotométrica de la hemoglobina.
- ✓ Permiten trabajar con sangre capilar, venosa o arterial.
- ✓ Principio de medición fotométrica de absorción óptica.
- ✓ Tamaño adecuado para 10 uL de muestra para determinación de hemoglobina en la sangre.

