

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Este equipo tiene un marco moderno y puede ajustarse inclinado a 45 °. La etapa mecánica de doble capa con mango largo ajustable y perilla coaxial gruesa y fina de fácil operación. También cuenta con objetivos acromáticos de alta calidad que garantizan la mejor imagen. Es ampliamente utilizado en colegios y universidades, establecimientos médicos y de salud.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Objetivos acromáticos: 4 X, 10 X, 40 X (S), 100X (S, Aceite).
- ✓ Ocular: WF10X / Campo de visión 18mm.
- ✓ Binocular: Inclinado 30° grados, rota 360 grados, distancia interpolar 55 - 75 mm.
- ✓ Revolver: Cuádruple.
- ✓ Platina: 140 x 132 mm movimiento; rango 75 x 30 mm.
- ✓ Enfoque: Ajuste coaxial de enfoque grueso y fino con mecanismo de piñón y cremallera. Valor de escala de enfoque fino 0,002 mm.
- ✓ Iluminación: LED de gran iluminación.
- ✓ Colector: iluminación fija de alto brillo.
- ✓ Fuente de energía: 220V AC, 50/60Hz.

