

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ La serie B-159 ha sido diseñada para cumplir con todos los requisitos de los laboratorios educativos.
- ✓ Obtenga imágenes nítidas a tres (40x, 100x y 400x) o cuatro (40x, 100x, 400x y 600x o 1000x) aumentos con un número de campo de 18 mm. Todo en un tamaño compacto y fácil de transportar.
- ✓ Toda la serie está equipada con iluminación 1W X-LED 1 para una luz brillante y uniforme. Si se necesita un microscopio inalámbrico, los modelos R son su elección, ya que vienen con una batería recargable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Modelo: B-159.
- ✓ Modo de observación: Campo claro (Brightfield).
- ✓ Cabezal: Binocular, inclinado 30°; rotación 360.
- ✓ Ajuste dióptrico: ocular izquierdo.
- ✓ Oculares: WF10x/18 mm, asegurados con tornillos.
- ✓ Revolver: Con porta objetivos con rodamientos de bolas cuádruples.
- ✓ Acromático de alto contraste 4x/0.10, con tratamiento antihongos.
- ✓ Acromático de alto contraste 10x/0.25, con tratamiento antihongos.
- ✓ Acromático de alto contraste 40x/0.65, con tratamiento antihongos.
- ✓ Acromático de alto contraste 100x/1.25 (Oil/Water), con tratamiento antihongos.
- ✓ Platina de muestra: Platina mecánica, 125x116mm.
- ✓ Escala de Vernier en los dos ejes.
- ✓ Precisión: 0,1 mm.
- ✓ Rango de movimiento: X-Y de 70x30 mm ÷ Precisión: 0,1 mm.
- ✓ Enfoque: Mecanismo de enfoque coaxial grueso y fino con tope para evitar el contacto entre el objetivo y la muestra con tensión ajustable de la perilla de enfoque grueso.
- ✓ Condensador: Abbe N.A. 1.25, precentrado, enfocable, con diafragma iris.
- ✓ Iluminación: X-LED1 con LED blanco de 1 W y control de intensidad de luz.
- ✓ Temperatura de color: 6.300 K ÷ Fuente de alimentación: 100-240Vac / 5Vdc.

