

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

La Mochila Porta Balón de Oxígeno es una herramienta esencial para garantizar un transporte seguro y eficiente de equipos de oxigenoterapia, diseñada específicamente para enfrentar los desafíos del trabajo en el ámbito pre hospitalario y los entornos más exigentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

M9 o MC	1M3 o MD	1.5M3 o ME
Altura de la mochila: 45 cm.	Altura de la mochila: 52 cm.	Altura de la mochila: 72 cm.
Ancho de la mochila: 20 cm.	Ancho de la mochila: 20 cm.	Ancho de la mochila: 20 cm.
Ancho de la cabecera: 24 cm.	Ancho de la cabecera: 25 cm.	Ancho de la cabecera: 26 cm.
Material: Nylon.	Material: Nylon.	Material: Nylon.
Con agujero para salida de la cánula binasal o mascarilla.	Con agujero para salida de la cánula binasal o mascarilla.	Con agujero para salida de la cánula binasal o mascarilla.
Correa ajustable para cargar y cierre.	Correa ajustable para cargar y cierre.	Correa ajustable para cargar y cierre.

