

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El BT-350 es un sistema de seguimiento prenatal no invasiva para medir y mostrar gráficamente las contracciones abdominales materna y la frecuencia cardiaca fetal por medio de la exhibición en una pantalla gráfica no permanentes y en un registrador gráfico. Estos datos son destinados para ayudar a evaluar el bienestar del feto durante el último trimestre del embarazo (no prueba de esfuerzo). Este dispositivo es para uso exclusivo de personal médico de los hospitales, clínicas, consultorios médicos y en el domicilio del paciente.
- ✓ El BT-350 es un monitor fetal altamente eficaz para atención de la salud materna y fetal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

FHR	- 2 Doplers Pulsado (para gemelar) - Intensidad: 10mW/cm2 o menos - Precisión: $\pm 2\%$ del rango	- Frecuencia del Ultrasonido: 0.985 Mhz - Rango FHR: 30 – 240 bmp FHR
FM	- Detección Automático y dual del movimiento fetal	
UC (TOCO)	- Tipo externo - Control del referencia (cero)	- Respuesta de Frecuencia: DC – 0.5Hz. - Rango de medición: 0 – 99 unidades
Impresora	- Tipo de Matriz Térmico - Impresión automática: apagado, 10, 20, 30, 40, 50, 60 min.	- Velocidad de Impresión: 1, 2, 3 cm/min, alta velocidad. - Función de alimentación del papel
Pantalla	- 3 Canales (FHR I, FHR II, UC)	- 7" LCD COLOR TFT
Sonido	- Sonido del Dopler - Información del sonido	- Alarma del sonido
Configuración	- Valores de alarma superior e inferior - Velocidad de configuración	- Fecha y Hora
Funciones	- Función de marcado - Función de auto impresión - Función de Apago de FHR II	- Función de impresión del movimiento fetal - Función de zoom en impresora/pantalla - Función de autoguardado
Guardado	- 450 Horas/ 150 pacientes.	
Alimentación	- 100V – 240V AC (50/60 Hz)	- Consumo: 80VA
Dimensiones	- 80mm x 330mm x 280 mm	

