

CARACTERÍSTICAS:

Los nebulizadores CITIZEN convierten el medicamento líquido en una niebla para el tratamiento de asma y otras afecciones respiratorias, fácil de usar, fuerte rendimiento y trabajo pesado, el GC806 es confiable, compacto y fácil de usar, recomendado por colegio de médicos a nivel mundial.

Para tratamiento de asma, bronquitis crónica, bronconeumonía, neumopatologías, enfisemas, sinusitis, faringitis e inflamación traqueal y alergias. Diseño compacto para uso de sobremesa o portátil. Un nebulizador Permite la inhalación de medicamentos por medio de partículas de diferentes tamaños de acuerdo al área que se quiere tratar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Poder 120V 60Hz 2A / 220V 60Hz 1A / 230V 50Hz 1ª
- ✓ Volumen mínimo de llenado 2ml
- ✓ Volumen máximo de llenado 8ml
- ✓ Tasa de nebulización 0,35 ml / min (promedio)
- ✓ Presión máxima 2,2 bares
- ✓ Tamaño de partícula 3,07 μ m (MMAD)
- ✓ Fluir 5.31l / min
- ✓ Peso Aproximadamente 1,5 kg
- ✓ Tamaño W130xD130xH117mm
- ✓ Nivel de ruido 52dBA (promedio)
- ✓ Vida útil esperada 1000 horas
- ✓ Accesorios Boquilla, tubo de aire, mascarilla para adultos, mascarilla pediátrica, filtros de aire de repuesto, pieza nasal, estuche de accesorios

