

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El nebulizador Folee está desarrollado para el tratamiento exitoso del asma, alergias y otros trastornos respiratorios.
- ✓ Cuando el aire ingresa al nebulizador, convertirá la medicación prescrita en neblina de aerosol para facilitar la inhalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ **Modelo:** W003.
- ✓ **Color:** Blanco.
- ✓ **Peso:** 2kg.
- ✓ **Registro Sanitario:** si.
- ✓ **Dimensiones:** 19x12x30 cm.
- ✓ **Presentación:** Caja.
- ✓ **Número de piezas:** 6.
- ✓ **Tipo:** 220v.
- ✓ **Dimensiones del producto:** 19x12x30.
- ✓ **Uso:** Enfermedades respiratorias.
- ✓ **Batería:** No.
- ✓ **Material** Plástico.
- ✓ **Lavable:** No.



INLCUYE:

- ✓ Reservorio Nebulizador.
- ✓ Manguera Cánula.
- ✓ Boquilla de Nebulización Bucal.
- ✓ Mascarillas.
- ✓ Recambios para de Filtro de Aire.
- ✓ Fusible.