

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Nebulización rápida y eficiente.
- ✓ Diseño portátil y compacto.
- ✓ Fácil de usar y transportar.
- ✓ Bajo nivel de ruido.
- ✓ Ideal para adultos y niños.
- ✓ Ayuda a mejorar la respiración rápidamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Dimensiones: 26 × 22.5 × 14.7 cm.
- ✓ Peso neto (N.W.): 1.18 Kg.
- ✓ Peso bruto (G.W.): 1.6 Kg.
- ✓ Capacidad de medicamento: 7 ml.
- ✓ Tamaño de partícula: 3.9 µm.
- ✓ Flujo de aire: ≥ 10 L/min.
- ✓ Nivel de ruido: ≤ 65 dB.
- ✓ Alimentación: 120V / 60Hz.

INCLUYE

- ✓ 1 compresor nebulizador YUWELL.
- ✓ 1 mascarilla para adulto.
- ✓ 1 mascarilla pediátrica.
- ✓ 1 boquilla.
- ✓ 1 tubo.
- ✓ 1 filtro de aire.

