

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Este dispositivo te permite visualizar las radiografías gracias a un sistema de iluminación por transparencia del negativo, es utilizado en consultorios médicos y veterinarias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Estructura de plancha laminada al frio LAF de 0.5.
- ✓ Iluminación basada en lámparas fluorescentes de 32w, 220 v, 60Hz por cada campo.
- ✓ Balastro electrónico de encendido rápido de 36w, 220w, 60Hz por cada campo.
- ✓ Enchufe universal conectado a toma tierra.
- ✓ Elemento de sujeción flexible de acero para las películas radiográficas.
- ✓ Luna acrílica opal de 2 mm.
- ✓ Esmaltado interior con pigmento blanco al horno.
- ✓ Esmaltado exterior con pigmento al horno o acero.
- ✓ 2 interruptor tipo dado, para apagado y encendido.
- ✓ Medidas: altura 52cm, ancho 116cm, fondo 10 cm.

