

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El negatoscopio ha sido diseñado para satisfacer las necesidades en hospitales, clínicas y centros médicos, permitiendo a los hospitales y laboratorios privados contar con requerimientos mas altos que los estándares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Estructura de plancha laminada al frio LAF de 0.5.
- ✓ Capacidad de 2000 a 3000 volumen por campo.
- ✓ Iluminación basada en focos led 12 volt.
- ✓ 1 interruptor tipo dado por campo.
- ✓ Elemento de sujeción flexible de acero para las películas radiográficas.
- ✓ Luna acrílica opal de 2mm.
- ✓ Esmaltado interior con pigmento blanco.
- ✓ Gabinete exterior de acero satinado.

