

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Los negatoscopios son utilizados para visualizar las placas de negativos mediante la luz y así pueda realizar un análisis más exhaustivo por parte del médico correspondiente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ **Capacidad:** 3 campos.
- ✓ **Sujetador de placa:** tipo gancho (filete/riel).
- ✓ **Respaldo:** plancha galvanizada.
- ✓ Orificios en la parte posterior (hueco) para colgar a la pared.
- ✓ **Dimensiones externas:** ancho: 115.5 cm, fondo: 5 cm, altura: 54.5 cm.
- ✓ **Dimensiones internas en campo de visualización:** ancho: 108 cm, altura: 41.5 cm.
- ✓ **Materia externa:** acero satinado.
- ✓ **Materia interna:** acero satinado pintado blanco - calidad 201.
- ✓ **Materia posterior:** acero galvanizado.
- ✓ **Indicadores visuales:** foco led.
- ✓ **Capacidad de luxes (lx):** < a 5000 lumines por campo.
- ✓ **Interruptor de encendido:** tipo dado (prendido y apagado).
- ✓ **Sujetador de placa:** tipo filete de acero satinado 201.
- ✓ **Alimentación:** Cable vulcanizado con toma a tierra.
- ✓ **Energía:** 220 va - 60 Hz.

