

CARACTERISTICAS GENERALES:

- ✓ Otoscopio e-scope® con iluminación directa con iluminación xenón de 2,5V (3000 K).
- ✓ Iluminación de campo visual uniforme.
- ✓ Conexión para pruebas neumáticas.
- ✓ 3x lentes de aumento giratorias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Pieza de contacto doble en aluminio anodizado especialmente ligero.
- ✓ Material: Aluminio.
- ✓ Membrana: Bilateral para una acústica precisa, Ø 48 mm.
- ✓ Campana, Ø 36 mm.
- ✓ Longitud total: 77 cm.

INCLUYE:

- ✓ Estuche de nylon color negro, con cierre de velcro y sujetador para cinturón.
- ✓ 5 espéculos para otoscopio 2.5 mm.
- ✓ 5 espéculos para otoscopio 4 mm.
- ✓ Manual de uso.

