

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Funcionamiento con red eléctrica y a batería.
- ✓ Visualización de barra de intensidad de pulso y onda plestimografica.
- ✓ Función de promedio de tiempo (7, 9 y 11 segundos, seleccionables).
- ✓ Tendencias numéricas de 96 horas o mas.
- ✓ Con estación de carga de batería (permite colocar el equipo en posición vertical para ser usado como equipo de mesa).
- ✓ Alarmas (audibles y visibles).
- ✓ De SpO2, nivel alto y bajo (ajustables).
- ✓ De BPM, nivel alto y bajo (ajustables).
- ✓ Indicador de batería baja.
- ✓ Silenciador de alarma.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Pantalla: TFT de 2.4", resolución: 320×240.
- ✓ Modos de medición: Continua y Sondeo.
- ✓ Rango de SpO2: 0 – 100%.
- ✓ Resolución: 1%.
- ✓ Exactitud Adulto y Pediátrico: + 2% (70 – 100%).
- ✓ Neonato: + 3% (70 – 100%).
- ✓ Frecuencia de Pulso: 18 – 300 lpm.
- ✓ Resolución: 1 lpm.
- ✓ Exactitud Adulto, Pediátrico y Neonatal: + 3 lpm.
- ✓ Grado de Protección contra choques eléctricos: BF.
- ✓ Grado de Protección contra ingreso de líquidos: IPX2.
- ✓ Batería recargable con autonomía de 24 horas.
- ✓ Requerimientos de energía: 220V / 60 Hz.
- ✓ Dimensiones (ancho × alto × largo): 55 x 120 × 30 mm.



DIAGNÓSTICO

OXIMETRO DE MESA

MARCA: MINDRAY MODELO: PM60

PROCEDENCIA: CHINA



GARANTÍA 1 AÑO