

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Un oxímetro de pulso de dedo altamente avanzado, el FS20C tiene una pantalla OLED de tres colores con 4 modos de visualización.
- ✓ Precisión probada: precisión científicamente probada en la más amplia gama de pacientes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Pantalla de visualización OLED de alto brillo SpO₂, PR y barra y onda de pulso.
- ✓ Bajo consumo de energía; indicador de batería baja.
- ✓ Apto para adultos.
- ✓ Apagado automático.
- ✓ Indicador de batería baja.
- ✓ Dimensiones: 58mm x 36mm x 33mm.
- ✓ Funciona con 2 pilas AAA.
- ✓ Peso: 60 g (con pilas).

SpO₂

- Rango de medición: 70-100%. Precisión $\pm 2\%$.
- 0~69% No se especifica.
- Resolución: 1%.

Pulso

- Rango de medición: 25-250 BPM.
- Precisión: $\pm 3\%$.
- Resolución: ± 1 BPM.

