

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El principio principal del oxímetro de pulso CMS50DL1 es el siguiente: La tecnología de inspección fotoeléctrica de oxihemoglobina se adopta de acuerdo con la tecnología de grabación y escaneo de pulso de capacidad.
- ✓ El oxímetro de pulso se puede utilizar para medir la saturación de oxígeno del pulso y la frecuencia del pulso a través del dedo.
- ✓ El producto es adecuado para uso en familia, hospital, barra de oxígeno, atención médica comunitaria, cuidado físico en deportes (se puede usar antes o después de hacer deporte, y no se recomienda usar el dispositivo durante el proceso de practicar deporte), etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Integrado con sonda SpO2 y módulo de visualización de procesamiento
- ✓ De volumen pequeño, peso ligero y cómodo de llevar
- ✓ El funcionamiento del producto es sencillo y de bajo consumo de energía.
- ✓ Visualización del valor de SpO2
- ✓ Visualización del valor de la frecuencia del pulso, visualización del gráfico de barras
- ✓ Indicación de bajo voltaje: el indicador de bajo voltaje aparece antes de funcionar de manera anormal debido al bajo voltaje.
- ✓ Ingrese automáticamente al modo de espera: el oxímetro puede ingresar al modo de espera en caso de que no se inserte ningún dedo en el oxímetro dentro de los 5 segundos.

ACCESORIOS:

- ✓ una cuerda colgante.
- ✓ un manual de usuario.



DIAGNÓSTICO

OXIMETRO DE PULSO

MARCA: CONTEC MODELO: CMS50DL1

PROCEDENCIA: CHINA



GARANTÍA 1 AÑO