

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- ✓ El oxímetro de pulso Fingertip LK87 es un dispositivo no invasivo diseñado para medir la saturación de oxígeno en la sangre (SpO2) y la frecuencia del pulso.
- ✓ Precisión de saturación de oxígeno en sangre del 2%.
- ✓ Incluye un cordón o correa de mano para facilitar su transporte.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ✓ Pantalla OLED de alta luminosidad que muestra los valores de SpO2, PR, barra y onda de pulso.
- ✓ SpO2: 70% a 100%.
- ✓ Frecuencia del pulso: 30 a 240 latidos por minuto (BPM).
- ✓ Apagado automático después de 8 segundos sin señal para prolongar la duración de la batería.
- ✓ Indicador de batería baja.
- ✓ Portátil, ligero y cómodo de llevar.
- ✓ El producto cuenta con certificaciones de calidad como CE y RoHS.
- ✓ Bajo consumo de energía, con una duración de más de 25 horas con dos pilas AAA.

