

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Oxímetro pediátrico ChoiceMMed es un dispositivo portátil no invasivo para controlar la saturación de oxígeno (SpO2) y la frecuencia del pulso en el hogar y el hospital (incluido el uso clínico en internistas / cirugía, anestesia, cuidados intensivos, etc.). Viene con una funda y una piel protectora.
- ✓ El oxímetro pediátrico ChoiceMMed tiene una extraordinaria resistencia a la interferencia contra la luz ambiental y puede realizar una amplia gama de mediciones precisas incluso en perfusión baja. Este oxímetro de pulso pediátrico es uno de los mejores oxímetros del mundo.
- ✓ Las desviaciones son menores a $\pm 1\%$ cuando se comparan las lecturas tomadas en iluminación natural interior con las tomadas en una habitación oscura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Fácil acceso y funcionalidad con un solo botón.
- ✓ Pequeño y liviano.
- ✓ Gran sensibilidad y exactitud.
- ✓ 6 modos de pantalla.
- ✓ Pantalla OLED de 1,17".
- ✓ Apagado automático.
- ✓ Bajo consumo de energía.
- ✓ Indicador de batería baja.
- ✓ SpO2 – Rango de medición: 70-99%.
- ✓ Precisión: @ 80% -99%, $\pm 2\%$; @ 70% -79%, $\pm 3\%$.
- ✓ Resolución: $\pm 1\%$.
- ✓ Rango de medición: 30-235 BPM.
- ✓ Precisión: 30-100: ± 2 BPM; 101-235: $\pm 2\%$.
- ✓ Resolución: ± 1 BPM.
- ✓ Tiempo de operación: 30 horas en condiciones normales.
- ✓ Display de SpO2, PR, Barra de Pulso y Onda de Pletismógrafo.
- ✓ Modelos a escoger según stock.



INCLUYE:

- ✓ 2 pilas AAA.
- ✓ Jebe protector.
- ✓ Estuche.
- ✓ Manual.
- ✓ Liga colgante.

