

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Oxímetro de pulso Riester ri-fox N – Para la medición rápida y precisa del pulso y SpO2 para adultos y niños en solo cuestión de segundos.
- ✓ Iluminación intensa de la pantalla LED para una buena visibilidad. Duración de las pilas de 30 horas aprox (en servicio continuo).
- ✓ Apagado automático a los 8 segundos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Dispositivo pequeño y portátil con sensor integrado.
- ✓ Medición fácil y rápida mediante introducción de un dedo.
- ✓ Iluminación intensa de la pantalla LED para una buena visibilidad.
- ✓ Duración de las pilas de 30 horas aprox. (en servicio continuo).
- ✓ Apagado automático a los 8 segundos.
- ✓ Área de medición SpO2: 70%-100%.
- ✓ Resolución SpO2: 1%.
- ✓ Exactitud de medición: 70%-100%: +/- 2%.
- ✓ Área de medición pulso: 30-235bpm.
- ✓ Resolución pulso: 1bpm.
- ✓ Exactitud de medición pulso: 30-100: +/-2bpm, 101-235: +/-2%.
- ✓ Pantalla LED (SpO2, pulso, señal de pulso, indicación visual por pilas flojas).

