

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El Pantoscopio Riester 2050 sirve para realizar diagnósticos médicos integrales del oído, nariz, garganta y ojos, incluyendo el fondo de ojo.
- ✓ Es un kit portátil que contiene instrumentos esenciales como un otoscopio, un oftalmoscopio, espéculos nasales, espejos laríngeos, y un soporte para depresor lingual, diseñado para su uso en diversas especialidades médicas y entornos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Equipo de diagnóstico compuesto por:

Oftalmoscopio May:

- ✓ Cabezal metálico, sólido y robusto.

Otoscopio:

- ✓ Cabezal metálico cromado, resistente al envejecimiento.
- ✓ Tapa de vidrio desmontable para introducir instrumentos, con cierre hermético para la realización de pruebas neumáticas del tímpano.

Portalámparas:


- ✓ Metálico cromado.
- ✓ Resistente y duradero.

Espejo laríngeo:

- ✓ Para el uso con portalámparas.
- ✓ Soporte para depresor lingual:
- ✓ Elaborado en acero inoxidable.
- ✓ Apto para trabajo con baja lenguas de madera.

Espéculo nasal:

- ✓ Metálico cromado de gran resistencia al envejecimiento.
- ✓ Apertura regulable mediante tornillo.



Mango:

- ✓ Metálico cromado, altamente resistente.
- ✓ Superficie acanalada, antideslizante.
- ✓ Cierre mediante tornillo para el cambio rápido de los cabezales.
- ✓ Pieza de contacto doble de alta precisión, para una auscultación perfecta.

ACCESORIOS:

- ✓ 01 Cabezal de Otoscopio.
- ✓ 01 Cabezal de Oftalmoscopio.
- ✓ 01 Espéculo nasal expandible.
- ✓ 01 Portalámparas.
- ✓ 01 Espejo laríngeo N° 3.
- ✓ 01 Espejo laríngeo N° 4.
- ✓ 01 Soporte para depresor lingual.
- ✓ 01 Juego de (03) espéculos auriculares de 2, 3 y 4 mm.
- ✓ 01 Mango para pilas tipo C.
- ✓ 01 Lámpara de repuesto para otoscopio.
- ✓ 01 Estuche rígido.



DIAGNÓSTICO

PANTOSCOPIO

MARCA: RIESTER MODELO: 2050

PROCEDENCIA: ALEMANIA



GARANTÍA 1 AÑO