

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Diseño clásico y mecánica de alta precisión: La pesabebés seca 725 combina la clásica construcción plana con una mecánica de alta precisión. Con pesas que se deslizan suavemente, es fácil de usar y ofrece resultados exactos. La artesa de pesaje suavemente curvada ofrece un alojamiento seguro para el bebé, y la robusta construcción y las palancas de fundición de acero aseguran muchos años de pesaje preciso. Con todas estas cualidades, este pesabebés sigue siendo uno de los favoritos desde hace muchas décadas.
- ✓ Comprobación exacta del peso gracias al ajuste a cero: El ajuste a cero asegura la comprobación fiable del peso neto. Así, la tara de una colchoneta puede eliminarse fácilmente, y lo que queda es el peso real del bebé. La barra de la báscula ofrece escalas sumamente pequeñas, de 5 g. La capacidad es de 16 kg. La precisión que ofrecen estas graduaciones difícilmente se encontrará en algún otro pesabebés mecánico; y justamente por ser mecánica, esta báscula ofrece un máximo de fiabilidad.
- ✓ Fácil de utilizar y transportable: La artesa de pesaje se puede extraer fácilmente de la base para limpiarla. Con un acabado de alta resistencia y resistente a rasguños y una superficie suave y sin costuras, la báscula seca 725 es extremadamente fácil de limpiar. La maleta de transporte seca 425, opcional, ofrece un almacenamiento seguro y el transporte fácil del pesabebés.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Capacidad: 16 kg, 32 lbs.
- ✓ División: 5 g, 1/4 oz.
- ✓ Dimensiones (AxAxP): 550 x 180 x 290 mm / 21.7 x 7.1 x 11.4.
- ✓ Dimensiones/ superficie de pesaje (AxAxP): 550 x 110 x 270 mm / 21.7 x 4.3 x 10.6.
- ✓ Peso: 6.4 kg / 14.1 lbs.
- ✓ Funciones: Función de ajuste a cero.
- ✓ La bandeja desmontable facilita la tarea de limpieza.
- ✓ El ajuste a cero garantiza la comprobación fiable del peso neto, puesto que permite eliminar fácilmente el peso adicional de una colchoneta o de un pañal.
- ✓ Opcional: Maletín/bolso de transporte seca 425 (precio adicional).

