

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Lámparas de examinación LED KS-Q que optimizan el concepto de iluminación en el sector de la salud.
- ✓ Usando la tecnología LED de luz fría que no altera los tejidos está revolucionando la práctica de la medicina gracias a su alto rendimiento, brillo y tono naturalmente superiores a las lámparas convencionales.
- ✓ La intensidad máxima de 40.000 Lux, regulable con el dispositivo DIMMER y proporcionada por sus 6 focos de bajo consumo (6W), se muestra más blanca y brillante que nunca, siendo perfecta para intervenciones quirúrgicas menores, salas de curaciones o consultorios de diversas especialidades. La flexibilidad de su cuello de ganso se complementa con la base de 5 ruedas para lograr una movilidad que responde a las expectativas más exigentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Intensidad: 40.000 LUX.
- ✓ Potencia de consumo: 6W.
- ✓ 6 focos LED de 50.000 horas de vida media.
- ✓ Temperatura del color: de 6000 a 6500 K.
- ✓ Tensión: 220V/ 60Hz.
- ✓ Colores: blanco y negro.

