

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Regulador con flujómetro Lincoln Medical CGA-540, fabricado con materiales resistentes y diseñado para un control preciso y seguro del flujo de oxígeno.
- ✓ Cuenta con flujómetro de 0.5 a 15 LPM, manómetro de 2" y sistema de protección contra sobrepresión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Cuerpo de acero cromado con cámara de alta presión totalmente de latón.
- ✓ Rango máximo de presión de entrada de 3000 psi.
- ✓ Diafragma de neopreno durable.
- ✓ Válvula de alivio interno reajutable que protege contra la sobrepresurización.
- ✓ Filtro sinterizado para seguridad adicional y extensión de la vida del regulador.
- ✓ Manómetro de 2" de diámetro.
- ✓ Flujómetro de 0,5 a 15 LPM.
- ✓ Tubos interiores y exteriores de policarbonato que le brindan una gran exactitud y durabilidad.

