

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El regulador de CO₂ con calentador Titan Medical cga-320 sirve para controlar el flujo de gas dióxido de carbono y evitar que el regulador y la válvula se congelen durante su uso continuo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Presión de entrada: 150 bar.
- ✓ Presión de salida: 3.5 bar.
- ✓ Flujo: 0 - 4 LPM.
- ✓ Conector de entrada: CGA-320.
- ✓ Conector de salida: 1240 diss.
- ✓ Conector de salida: 9.16 Nipple.
- ✓ Regulador de CO₂ con calefacción 220V 60Hz .
- ✓ Presión de entrada: especialmente.
- ✓ Presión de salida: 3.5 bar.
- ✓ Ajuste 0, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 2, 3, 4.

