

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El regulador de oxígeno Titan Medical modelo GGA-870 sirve para conectar de forma segura a cilindros portátiles y reducir la alta presión del oxígeno, dosificándolo a un flujo continuo y seguro (en litros por minuto). Es vital en terapias respiratorias en clínicas, hospitales, ambulancias o domicilios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Para balón de oxígeno con válvula CGA-870.
- ✓ Manómetro de alta presión 0 a 3000 PSI con protección anti golpes y 01 regulador de flujo 0 a 15 LPM.
- ✓ Con 2 guías para fácil montaje al cilindro.
- ✓ Con empaquetadura de bronce prensada con nylon.
- ✓ Con 3 salidas: Dos para uso de ventilador de transporte y otra para uso de paciente terminal DISS.
- ✓ Compatible a válvula de ajuste tipo yugo.
- ✓ Cuerpo principal de bronce cromado.

