

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El regulador con flujómetro modelo de 0-15 LPM está diseñado para regular la presión del oxígeno contenido en el cilindro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Tasa de flujo - 0.5-15 LPM.
- ✓ Presión de salida: 50 PSI.
- ✓ Conexión de entrada: CGA 540.
- ✓ Presión máxima de entrada: 3000 psi.
- ✓ Material del cuerpo: bronce cromado.
- ✓ Manómetro de entrada de 2", rango: 0-4000 psi.
- ✓ Diafragma de neopreno duradero.
- ✓ La válvula de alivio de reasentamiento interno protege contra la presurización excesiva.
- ✓ Filtro sinterizado para mayor seguridad y para prolongar la vida útil del regulador.
- ✓ Conexión de salida: conexión roscada DISS 1240.
- ✓ Dimensiones aproximadas: 9.4"L x 7.79"H x 3.26"D.

