

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El regulador de O₂ viene preestablecido con 50 PSI y salida de 90 grados.
- ✓ El regulador tiene un cuerpo de latón y una cámara de alta presión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Material: Cuerpo de latón cromado.
- ✓ Dimensión del manómetro: 2 pulgadas.
- ✓ Presión máxima de entrada: 3000 psi.
- ✓ Presión de entrega preestablecida: 50 PSI estática.
- ✓ Manómetro de presión de entrada de 2", rango: 0-4000 PSI.
- ✓ Diafragma de neopreno duradero.
- ✓ La válvula de alivio de reasentamiento interno protege contra la presurización excesiva.
- ✓ Filtro sinterizado para mayor seguridad y para prolongar la vida útil del regulador.
- ✓ Entrada Conexión Tuerca.
- ✓ Salida de Conexión DISS con check.

