

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El regulador de vacío 0-300 mmHg es un dispositivo médico diseñado para controlar la presión negativa disponible en una toma o salida del sistema centralizado de vacío medicinal.
- ✓ Diseñado para uso en la aspiración de fluidos corporales como sangre, flema y moco.
- ✓ Por sus características y funciones, este equipo es adecuado para uso en diversas áreas hospitalarias y clínicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Rango de escala: de 0-300 mmHg.
- ✓ Rango de succión para uso adulto y pediátrico.
- ✓ Con perilla regulable de succión.
- ✓ Flujo continuo y flujo Continuo/Intermitente.
- ✓ Etiquetas coloridas para facilitar su identificación.
- ✓ Puede ser usado en áreas de resonancia magnética.
- ✓ Perilla de control de fácil ajuste y sin pérdida de presión.
- ✓ Conexión de ingreso: DISS Tuerca (1220 manual).
- ✓ Se puede ciclar “On/Off” sin necesidad de abrir el equipo.
- ✓ Fabricado en materiales plásticos altamente resistentes al calor y la corrosión.
- ✓ De pocos elementos internos para fácil mantenimiento y reposición de partes.
- ✓ En las versiones 881 VR los ciclos son ajustables a 8 y 16 segundos.
- ✓ Manómetro analógico de 2 ½ “para fácil lectura de succión (mmHg/kPa), aun en la penumbra.
- ✓ Configuraciones del dial disponible en sentido horario y anti horario.
- ✓ Selector frontal de 3 modos: REG/OFF/FULL cierre rápido (interruptor de succión)
- ✓ Conexión de salida: Niple triado y cónico cromado para manguera siliconada
- ✓ De fácil limpieza mediante el uso de fluidos líquidos esterilizantes.
- ✓ Selector y perilla.

