

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Fabricado en materiales plásticos altamente resistentes al calor y la corrosión.
- ✓ De pocos elementos internos para fácil mantenimiento y reposición de partes.
- ✓ Etiquetas coloridas para facilitar su identificación.
- ✓ Puede ser usado en áreas de resonancia magnética.
- ✓ Perilla de control de fácil ajuste y sin pérdida de presión.
- ✓ De fácil limpieza mediante el uso de fluidos líquidos esterilizantes.
- ✓ 100% probado para garantizar su operación.
- ✓ Disponibles con frascos trampas y filtros bacteriológicos.
- ✓ Retención de sólidos mayores a 0.3 micrones, fluidos acuosos y vapores.
- ✓ Selector y perilla de incremento de succión tratados con antimicrobial natural (agion).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Rango de flujo: 0 a 760 mmHg.
- ✓ Presión máxima vacío: 0 a 760 mmHg.
- ✓ Flujo: 50 a 70 LPM.
- ✓ Condiciones de calibración: 760 mmHg y 21°C.
- ✓ Peso (Sin adaptador): 400 Gramos.
- ✓ Rangos de succión para uso adulto y pediátrico.
- ✓ Flujo Continuo y flujo Continuo/Intermitente.
- ✓ Conexión inferior: DISS Macho Vacío / Conexión Manguera Succión.
- ✓ Conexión trasera: Adaptadores Chemetron, Ohmeda, DISS, BS & GS.
- ✓ Dimensiones: 16 x 8 x 10 Cms.
- ✓ Almacenamiento: Temperatura: -10°C a 50°C. Humedad: 10% a 90%.
- ✓ En las versiones 881VR los ciclos son ajustables a 8 y 16 segundos.
- ✓ Dial de 2 ½" para fácil lectura de succión (mmHg/kPa), aun en la penumbra.
- ✓ Configuraciones del dial disponibles en sentido horario y antihorario.
- ✓ Se puede ciclar "On/Off" sin necesidad de abrir el equipo.

PARTES Y MATERIALES:

- ✓ Perilla regulación: Plástico ABS.
- ✓ Caja: Plástico ABS.
- ✓ Ventana dial: Policarbonato.
- ✓ Dial: Aluminio.
- ✓ Estabilizador: Plástico ABS.
- ✓ Selector de modo: Plástico ABS
- ✓ Cuerpo: Plástico ABS.
- ✓ Válvula de seguridad: Plástico ABS.
- ✓ Interruptor: Plástico ABS.
- ✓ Temporizador: Plástico ABS.
- ✓ Válvula de aguja: Plástico ABS.
- ✓ Tapa protectora: Plástico ABS.

