

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- ✓ Besmed manual resucitador está diseñado para proporcionar respiración y ayuda eficaz. Su seguro de construcción simple hace adecuado para su uso en situaciones agudas.
- ✓ Diseñado para ser utilizado en la respiración artificial y resucitación cardio pulmonar, puede ser utilizado en las áreas de emergencia, hospitalización, sala de operaciones, ambulancias.
- ✓ Resistente al uso frecuente, de fácil manejo y desinfección.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ✓ Válvula de paciente (pico de pato) con sistema de pivote.
- ✓ Válvula limitadora de presión: ISO ID 15mm, 22mm OD (RELIEF).
- ✓ Volumen del depósito de silicona semi-transparente esterilizable en autoclave de 1600ml.
- ✓ Válvula de limitación de presión pop-off 60cmH<sub>2</sub>O de oxígeno duradera (polisulfona).
- ✓ Válvula PEEP de 5 - 20 cmH<sub>2</sub>O.
- ✓ Válvula de entrada que permita una concentración de oxígeno 45% sin bolsa reservorio de oxígeno.
- ✓ Concentración de oxígeno de 99% administrado con bolsa reservorio de oxígeno.
- ✓ Volumen de la bolsa reservorio de Oxígeno desechable 2500ml.
- ✓ Válvula de reservorio de oxígeno esterilizable en autoclave.
- ✓ Válvula PEEP esterilizable en autoclave.
- ✓ Conexiones estándar para mascarillas y tubos endotraqueales.
- ✓ Muerto-espacio: sin reinspiración.
- ✓ Mascarilla facial de silicona, completamente transparente con bordes anatómicos tipo acojinados, esterilizable en autoclave.
- ✓ Tubo de conexión al balón de oxígeno desechable.
- ✓ Peso paciente > 30kg.
- ✓ Temperatura recomendada 18°C -/+60°C.
- ✓ Esterilización en autoclave a 134°C.
- ✓ Certificados: cumple normas ISO 9001 y 13485.
- ✓ Marca CE enumerados.
- ✓ Aprobado por la FDA.

**ACCESORIOS:**

- ✓ 01 deposito resucitador de silicona 1600ml.
- ✓ 01 mascara facial de silicona #5 anatómicas, transparentes, autoclavable.
- ✓ 01 bolsa de reservorio de oxígeno PVC desechable de 2500ml.
- ✓ 01 válvula peep autoclavable 5 - 20 cmH<sub>2</sub>O (azul).
- ✓ 01 tubería para conexión a balón de oxígeno, 2m
- ✓ 01 válvula de paciente y 01 Válvula de sobrepresión 60cm H<sub>2</sub>O.
- ✓ 01 maletín o estuche de almacenaje y 01 Manual de usuario).

