

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Resucitador manual reutilizable, autoexpansible adulto para la ventilación mecánica de paciente en estado de trauma y con dificultades respiratorias.
- ✓ El material de construcción y el acabado superficial garantizan el ajuste perfecto para las manos del operador Destinación de uso ADULTO y REUSABLE marcada en el dispositivo para limitar el riesgo de una mala aplicación Estándar de conexión ISO 15/22 mm Posibilidad de conexión a las fuentes de suministro de oxígeno.
- ✓ Bajos estorbos de almacenamiento Látex Free.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Materiales: Silicona, PVC medical, PC.
- ✓ Volumen resucitador: 1600 ml.
- ✓ Volumen reservorio: 2500 ml.
- ✓ Volumen erogable para cada compresión: 770 ml con 1 mano, 900 ml con 2 manos.
- ✓ Calibrado Válvula limitadora de presión: 60 cmH₂O.
- ✓ Máxima concentración de oxígeno obtenible: 95%.
- ✓ Ritmo máximo de reexpansión: 45 bpm.
- ✓ Peso total: 485 ±10 g.



Accesorios de serie	
BG03091A	Bolsa reservorio.
EV50011C	EVX 11 Válvula limitadora de presión y norebreathing.
RM20405A	B-LIFE mascarilla Med 5.

Accesorios opcionales	
OX20131A	OXX30 tubo antiplastamiento 10 unds.
BG02001A	Laxan bolsa transparente para resucitadores manuales.

