

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Resucitador manual reutilizable, autoexpansible neonatal para la ventilación mecánica de paciente en estado de trauma y con dificultades respiratorias.
- ✓ El material de construcción y el acabado superficial garantizan el ajuste perfecto para las manos del operador Destinación de uso para neonato y REUSABLE marcada en el dispositivo para limitar el riesgo de una mala aplicación Estándar de conexión ISO 15/22 mm Posibilidad de conexión a las fuentes de suministro de oxígeno.
- ✓ El kit incluye, válvula para limitar la presión, válvula de reserva de oxígeno transparente que proporciona una mayor concentración de oxígeno (hasta el 97%) y un menor consumo al mismo tiempo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Volumen balón: 240 ml.
- ✓ Volumen reservorio: 600 ml.
- ✓ Volumen máximo para ciclo: 130 ml.
- ✓ Ritmo máximo re- expansión: 95 bpm.
- ✓ Posicionamiento válvula 40 ± 5 mbar.
- ✓ Espacio muerto válvula: 7ml.
- ✓ Material balón: Silicona (esterilizable).
- ✓ Material válvula: Policarbonato (esterilizable).
- ✓ Material mascarilla: Silicona (esterilizable).
- ✓ Material reservorio: PVC.
- ✓ Medida de mascarilla: 0,1,2.

