

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Diseñado para ser utilizado en la respiración artificial y resucitación cardio pulmonar, puede ser utilizado en las áreas de emergencia, hospitalización, sala de operaciones y ambulancias.
- ✓ Resistente al uso frecuente, de fácil manejo y desinfección.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Válvula de paciente (pico de pato) con sistema de pivote.
- ✓ Válvula de seguridad: ISO ID 15mm, 22mm OD (RELIEF).
- ✓ Volumen del depósito de silicona semitransparente esterilizable en autoclave de 500ml.
- ✓ Válvula de limitación de presión pop-off 40cmH₂O de oxígeno duradera (policarbonato).
- ✓ Válvula PEEP de 2 -10 cmH₂O Puerto del Manómetro.
- ✓ Válvula de entrada que permita una concentración de oxígeno 45% sin bolsa reservorio de oxígeno.
- ✓ Concentración de oxígeno de 99% administrado con bolsa reservorio de oxígeno.
- ✓ Volumen de la bolsa reservorio desechable de 2500ml.
- ✓ Válvula de reservorio de oxígeno esterilizable en autoclave.
- ✓ Válvula PEEP esterilizable en autoclave.
- ✓ Conexiones estándar para mascarillas y tubos endotraqueales.
- ✓ Muerto-espacio: sin respiración.
- ✓ Mascarilla facial de silicona, completamente transparente con bordes anatómicos tipo acojinados, esterilizable en autoclave.
- ✓ Tubo de conexión al balón de oxígeno desechable Válvula de seguridad 40cmH₂O.
- ✓ Peso paciente: 7 - 30kg.
- ✓ Temperatura recomendada 18°C - +60°C.
- ✓ Esterilización en autoclave a 134°C.
- ✓ Certificados: cumple normas ISO 9001 y 13485.
- ✓ Marca CE enumerados.
- ✓ Aprobado por la FDA.

ACCESORIOS:

- ✓ 01 deposito resucitador de silicona de 500ml.
- ✓ 01 mascara facial de silicona #3 anatómicas, transparentes, autoclavable.
- ✓ 01 bolsa de reservorio de oxígeno PVC desechable de 2500ml.
- ✓ 01 válvula peed autoclavable de 2 -10 cmH₂O (naranja).
- ✓ 01 tubería para conexión a balón de oxígeno, 2m.
- ✓ 01 válvula de paciente y 01 Válvula de sobrepresión 40cm H₂O.
- ✓ 01 maletín o estuche almacenamiento y 01 Manual de usuario.

