

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El laringoscopio presenta una forma anatómica para facilitar la intubación y mejorar la visión. Con mango de acero inoxidable que permite ser tratado en esterilizados de ETO, es resistente al agua y la lámpara puede ser reemplazada con toda la facilidad sin recurrir al servicio técnico.
- ✓ El laringoscopio con extremo articulado es adecuado para intubaciones difíciles RSS.
- ✓ Desplazamiento delantero de la laringe.
- ✓ Gran tamaño de la lengua.
- ✓ Reducción del movimiento del cuello.
- ✓ Desplazamiento de los dientes superiores.
- ✓ Mandíbula recesiva.
- ✓ Reducción de apertura de la boca.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ✓ Con lámpara de luz LED para una luz blanca e intensa.
- ✓ Lámpara de desmontaje rápido.
- ✓ Esterilizable en autoclave a 134 °C durante 5 minutos.
- ✓ Palas de acero inoxidable con superficie de fácil limpieza.
- ✓ Palas ri-standard pala Macintosh, con lámpara de vacío 2,7 V, de forma innovadora para una intubación sencilla y una buena visión.
- ✓ Los bordes redondeados de la pala Macintosh reducen el riesgo de lesiones.
- ✓ Mango de acero inoxidable.
- ✓ Posibilidad de combinación total entre palas y mangos disponibles.
- ✓ Todas las palas son compatibles con mangos que cumplan la norma ISO 7376.
- ✓ Amplia selección de estuches con tres palas y posibilidad de combinar hasta 4 o 5 palas y mango.