

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El equipo es ligero, de pequeño tamaño, fácil de transportar, fácil de usar y fácil de esterilizar y limpiar
- ✓ Diseñada para que el personal de emergencias transfiera pacientes para subir y bajar escaleras.
- ✓ Estructura plegable Ahorra espacio en ambulancia.
- ✓ Debajo de la parte delantera de la silla, tiene dos varillas de levantamiento flexibles.
- ✓ Plegable y ahorra el espacio en coche de la ambulancia.
- ✓ Dispone de cuatro ruedas que facilitan la movilidad de los pacientes sobre la mayoría de las superficies con un mínimo esfuerzo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Estructura: aluminio.
- ✓ Espaldar: desmontable.
- ✓ Asiento: desmontable.
- ✓ Soporte de peso: 120kg.
- ✓ Peso neto: 10Kg.
- ✓ Medidas de la silla: Alto 98cm x Ancho 49cm x Largo 73cm.
- ✓ Ancho del asiento: largo 50cm x Ancho 43cm.
- ✓ Altura del piso al asiento: 51cm.
- ✓ Altura del espaldar: 52cm.
- ✓ Alargamiento de las varillas: hasta 100cm.
- ✓ 4 llantas macizas de 5 pulgadas.
- ✓ Descansapiés: Tipo Bandeja abatible.
- ✓ Tres cinturones de seguridad.
- ✓ Freno manual en llantas traseras.
- ✓ Nombre Comercial: silla para ambulancia.

