

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Silla de ruedas de estructura acero cromado con capacidad hasta 120 kilos, esta silla de ruedas no solo es cómoda, también es estable y resistente debido a que cuenta con doble cruceta. Tiene ruedas delanteras de 8 pulgadas y ruedas traseras de 24 pulgadas.
- ✓ Cuenta con un asiento cómodo y respaldo, posa brazos acolchado y posapiés en acero cromado muy sólida y maciza con frenos para el usuario, además de un práctico bolsillo posterior con velcro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Marca: Azed.
- ✓ Modelo: AZ-D15.
- ✓ Estructura: acero cromado.
- ✓ Superficie del asiento: cuero sintético.
- ✓ Pedales ajustables de aleación: aluminio.
- ✓ Rueda delantera: 8 pulgadas.
- ✓ Rueda trasera: 24 pulgadas en material neumático macizo.
- ✓ Altura de la silla de ruedas: 88 cm.
- ✓ Longitud: 105 cm.
- ✓ Ancho del asiento: 45 cm.
- ✓ Altura del asiento: 48 cm.
- ✓ Profundidad del asiento: 45 cm.
- ✓ Peso del producto: 17 kg.
- ✓ Peso de carga 120 kg.
- ✓ Cuenta con: doble cruceta.
- ✓ Apoya brazos: acolchado.
- ✓ Apoya pies: acero cromado.
- ✓ tamaño del paquete 93*25*88 cm.

