

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Estructura de aluminio super resistente con asiento de lona acolchado color negro, es antitranspirante y anatómico para una mayor comodidad del paciente, cuenta con frenos de estacionamiento con mango de goma y frenos en el empuje para la persona trasladada cuenta con doble cruceta para una mejor resistencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Ruedas delanteras de 8 pulgadas de material de goma y aro PVC.
- ✓ Ruedas traseras propulsoras de aros de rayos de aluminio llanta neumática de 24 pulgadas todo terreno.
- ✓ Respaldo y apoya pies plegables para guardar en la maleta o en un lugar con espacio reducido.
- ✓ Apoya brazos fijos con soporte de goma acolchado de buen confort y fácil de limpiar.
- ✓ Reposapiés fijos, abatibles y movibles de aluminio.
- ✓ Ancho del asiento: 46 cm.
- ✓ Altura del respaldo: 45 cm.
- ✓ Ancho total: 65 cm.
- ✓ Altura total: 90 cm.
- ✓ Profundidad del asiento: 42cm.
- ✓ Altura piso al asiento: 50cm.
- ✓ Soporte: 110 kg.
- ✓ Peso de la silla 12kg.

