

SILLA DE RUEDAS ESTANDAR



MARCA: ETIMSA
MODELO: SIRU-153
PROCEDENCIA: CHINA
CERTIFICADO: ISO 13485, CE, ISO 9001, CO


CARACTERISTICAS

- Silla de ruedas de acero cromado con medidas estándar y tapicería de marroquín.
- Posa brazos ergonómicos y desmontables ideales al momento de mover al paciente de la silla
- Es plegable ideal para el transporte de la silla en vehículos
- Posa pies desmontables
- Ruedas traseras inflables para mejor amortiguación
- Ruedas delanteras anchas ideales para exteriores



ESPECIFICACIONES

Material: Acero cromado
Tapicería: Marroquín en asiento y espaldar
Ruedas traseras: Inflables 24" con aro en PVC
Aro de impulso en ABS
Ruedas delanteras: Solidas 8" anchas
Sistema plegado para un fácil traslado
Freno para paciente
Ancho: 65 cm
Dim. asiento: 46 ancho x 40 largo
Peso Máximo: 140 kg



Partes accesorios: 1 estructura principal plegable, 2 ruedas posteriores, 2 ruedas delanteras, 2 aros para la manipulación, 2 frenos mecánicos, 2 apoya pies.

Atura total: Entre 89 y 105 cms.

Longitud Total: 120 cms. Aprox

Ancho total: Entre 50 y 70 cms.

Profundidad del asiento: 45 cms.

Ancho del asiento: entre 48 cms.

Altura de respaldo: entre 48 cms.

Ruedas posteriores: entre 58 cms de diámetro.

Ruedas delanteras: 20 cm de diámetro.

Frenos regulares tipo palanca, con mango de jebe de 15 cm. De longitud aprox. Con tope de cremalleras y ajuste a cada rueda.

Apoya pies en acero laminado al frio, liviano y plegable, de altura regulable, no desmontables.

Material: acero

Color: Negro

Peso máximo usuario: 140 Kgs.



Asiento de PVC



Reposabrazos de
PVC desmontable



Reposapiés desmontable
de aluminio

Abierta



Doblada

