

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Este modelo presenta el cuerpo de una persona en tamaño natural que simula de forma realista a un paciente con trauma de diversos tipos y en distintas zonas del cuerpo.
- ✓ El simulador de trauma avanzado consta de 22 módulos, en los cuales se puede demostrar diversas situaciones de heridas, contusiones y laceraciones producidos por quemaduras, cortes, roturas de huesos, exposición intestinal, fracturas de extremidades, heridas de bala, arma blanca, etc.
- ✓ Está maniquí realista posee textura de piel real es ampliamente utilizado en la formación de profesionales de la salud, en universidades, institutos; así como también en capacitaciones de rescatistas, brigadistas, primeros auxilios, etc.
- ✓ Sus amplias funciones destacan en su realismo y practicidad en su uso, además de poder ser utilizado también en otras aplicaciones como cuidado del paciente, intubación orofaríngea y nasofaríngea, entre otros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Entre sus aplicaciones destacan sus 22 módulos de trauma como:
 - Quemadura facial, grado I, II, III.
 - Laceración de la frente.
 - Herida en la mandíbula.
 - Fractura abierta de clavícula y herida por contusión en el pecho.
 - Herida abdominal con intestinos salientes.
 - Sección de la pared torácica e incisión de sutura.
 - Sección de la pared del abdomen e incisión de sutura.
 - Fractura abierta de húmero del brazo derecho.
 - Fractura abierta de mano derecha.
 - Herida de bala en la palma de la mano.
 - Quemadura en el antebrazo, grado I, II, III.
 - Fractura abierta de fémur de la pierna derecha.
 - Fractura abierta de tibia de la pierna.
 - Amputación de pierna.

- Herida punzante de metal en el muslo.
- Desgarro de la piel del muslo.
- Herida séptica del muslo.
- Úlcera infecciosa del muslo.
- Sección del muslo e incisión de sutura.
- Trauma en la falange pequeña y necrosis del pie.
- Amputación del muñón del brazo.
- Amputación del muñón de la pierna.

