

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ La tabla rígida de emergencia amarilla se utiliza en primeros auxilios y rescate para la inmovilización completa y el traslado seguro de pacientes con sospecha de lesiones medulares o de columna.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Material: polietileno de alto impacto.
- ✓ Cantidad del paquete: 1 und.
- ✓ Tamaño: 184 x 45 x 6cm.
- ✓ Peso del producto: 7.5 kg.
- ✓ Soporta carga: 185 kg.
- ✓ Color: amarillo.
- ✓ Propiedades: 100% traslúcida a los rayos x.
- ✓ Usos: hospitales, ambulancias, centros de trabajo y en todo lugar donde exista riesgo de producirse un accidente.
- ✓ Nombre comercial: tabla rígida de emergencia o tablero espinal.

