

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ La tabla rígida pediátrica se utiliza en emergencias para inmovilizar completamente la columna vertebral y transportar de forma segura a niños tras traumatismos, caídas o accidentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Material: polietileno de alto impacto.
- ✓ Cantidad del paquete: 1 und.
- ✓ Tamaño: alto (135 cm) x ancho (35 cm) x profundidad (3 cm).
- ✓ Peso del producto: 3.5 kg.
- ✓ Soporta carga: 140 kg.
- ✓ Color: anaranjado.
- ✓ Propiedades: 100% traslúcida a los rayos x.
- ✓ Usos: hospitales, ambulancias, centros de trabajo y en todo lugar donde exista riesgo de producirse un accidente.
- ✓ Nombre comercial: tabla rígida de emergencia o tablero espinal.

