

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Camilla rígida de madera, diseñada y utilizada para situaciones de emergencia o primeros auxilios en sitios de difícil acceso o espacios confinados.
- ✓ Indispensable en la ambulancia, campos deportivos, hoteles, departamentos de seguridad e higiene industrial, escuelas, etc.
- ✓ Está fabricada con madera resistente.
- ✓ Cuenta con agarraderas laterales, para facilitar el traslado del paciente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Uso: emergencia, ortopedia y más.
- ✓ Altura: 190 cm.
- ✓ Ancho: 40 cm.
- ✓ Grosor: 2 cm.
- ✓ Soporte: 120kg.
- ✓ Peso neto: 8kg
- ✓ Incluye: 3 correas negras.
- ✓ Nombre Comercial: tabla rígida de madera.

