

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Temporizador digital de 4 tiempos Boeco es un dispositivo de control de tiempo que le permitirá controlar de forma programada diversas actividades dentro de su trabajo, estudio o investigación, gracias a sus botones de funcionamiento podrá elegir cuatro opciones de temporizador previamente configurados.
- ✓ Además, posee de un botón de reseteo y pedestal con imán en su parte posterior con el cual podrá colocarlo en cualquier lugar.
- ✓ Se alimenta de dos baterías tipo botón AG13/LR44H alcalinas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Función reloj 24 horas.
- ✓ Pantalla digital.
- ✓ Indicador de H – M – S.
- ✓ Indicador de 4 tiempos T1, T2, T3, T4.
- ✓ Tiempo de conteo 99 h, 59 m, 59 s.
- ✓ 4 alarmas.
- ✓ Cada tiempo se inicia por separado e independiente.
- ✓ Precisión: 1 segundo.
- ✓ Temperatura de trabajo: 0-40 °C.
- ✓ Dimensión de la pantalla: 54.5 x 24.5 mm.
- ✓ Incluye imán y soporte.

**INCLUYE**

- ✓ 1 x temporizador de 4 tiempos Boeco (92 x 70 mm).
- ✓ 1 x manual de uso.
- ✓ 2 x baterías alcalinas AG13/LR44H.