

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El Tensiómetro Aneroide de Adulto ALPK2, también conocido como esfigmómetro es un instrumento de alta precisión, diseñado para medir la presión arterial de forma manual y confiable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Modelo: Aneroide.
- ✓ Precisión de $\pm 3\text{mmHg}$.
- ✓ Sistemas de aire de brazalete de velcro con bolsa de látex.
- ✓ Bulbo y válvula: N° 90.
- ✓ Brazalete: 6.5 x 28 cm.

